



# Airbo シリーズ ご使用のしおり

毎日使うことを考えた **3つのやさしさ**

## ① 洗濯方法

天日干し・乾燥機  
そのまま洗濯機  
柔軟剤・漂白剤

すべて  
OK



## ② 素材


裏地 **綿100%** で

肌 にやさしい

品質表示	
綿	75%
(裏地 綿100%)	
ポリウレタン	15%
ポリエステル	10%
※ラテックスフリー	

## ③ 装着方法


■ 上肢(腕)用



■ 下肢(脚)用



■ 下肢(脚)用



切ってもほつれにくい  
Wカットライン

お好みの長さに  
切ることができるから

自分で  
サイズ調整  
OK

### ● ご使用に関して ●

- ・装着部に傷、痛み等がある場合は、医師等にご相談の上、ご使用ください。
- ・装着が難しい場合は、ゴム手袋などのご使用をお勧めします。

<保管方法> ・高温・多湿の場所は避けてください。

<製品の返品・交換について> ・製品が未使用および出荷後一か月以内であれば、承ります。



三優メディカル  
Three Gentleness Medical