

待望のエアボ・ウェーブシリーズ第2弾

リムズ徳島クリニック

学校法人後藤学園

# 平編み弾性筒状包帯 「エアボ・ウェーブスリーブ」




三優メディカル

日本製  
Made in Japan

リムズ徳島クリニック、  
後藤学園附属リンパ浮腫研究所との共同開発

特許取得済み



オリジナル  
高弾性糸

オリジナル高弾性糸を使用し、装着時は  
のびやすく穿きやすい設計でありながら、  
装着後はしっかり圧迫することができます。

- エアボとは、通気性 (Air) とラテン語で優しい (Bonitas) の二つを掛け合えました。
- エアボ (Airbo) は、三優メディカル社の登録商標です。

## エアボ・ウェーブスリーブ 3の特許取得済み つのやさしさ

どなたでも簡単に装着できて、  
浮腫を軽減できる  
補助用スリーブです。  
リンパ浮腫患者さまの  
『部屋着』として、  
日中家事をしながら…  
就寝用としても  
お使いいただけます。

様々な圧迫用品と  
組み合わせて  
使うことが  
できます。



- 1 通気性・還流促進を考慮した平編みタイプ  
(シームレス)の凹凸メッシュ生地
- 2 中間層に高弾性糸を編み込んだ立体構造の  
無縫製編立設計
- 3 三次元曲線構造設計でしっかりフィット

裾の色でサイズの識別が出来ます。

### サイズ一覧

種類	商品コード	価格(税別)	C(手首周径)	D(前腕周径)	G(上腕周径)
4号	ショート丈 AWSL4000S	8,000円	13~16cm	23~25cm	25~28cm
	ロング丈 AWSL4000L				
5号	ショート丈 AWSL5000S	8,000円	15~19cm	24~27cm	27~31cm
	ロング丈 AWSL5000L				
6号	ショート丈 AWSL6000S	8,000円	18~22cm	26~31cm	30~40cm
	ロング丈 AWSL6000L				

※ロング丈のみ、  
上下に色が  
ついています。

4号	オレンジ	
5号	グリーン	
6号	レッド	



<置き寸> ■ショート丈 37~39cm  
■ロング丈 46~50cm

品質表示	
綿	82%
ポリウレタン	10%
ポリエステル	8%
※ラテックスフリー	



AOPF 地域支援  
事業で採択され  
ました。

⚠ 本製品は医療機器としての  
届出製品ではありません。

<製品の返品・交換について>

・製品が未使用および出荷後1ヵ月以内の場合に承ります。

総販売元:

## 三優メディカル

Three Gentleness Medical

〒573-0026 大阪府枚方市朝日丘町10番25-109号  
TEL 072-807-5199 ご注文専用FAX 072-807-5389  
E-mail info@sanyu-medical.com

取扱店



三優メディカル  
Three Gentleness Medical

製造元:株式会社トレストック 〒490-1144 愛知県海部郡大治町西條南井口58