

待望のエアボ・ウェーブシリーズ第2弾

リムズ徳島クリニック

学校法人後藤学園

平編み弾性スリーブ 「エアボ・ウェーブスリーブ」




三優メディカル

日本製
Made in Japan

リムズ徳島クリニック、
後藤学園附属リンパ浮腫研究所との共同開発

特許取得済み



オリジナル高弾性糸を使用し、装着時は
のびやすく穿きやすい設計でありながら、
装着後はしっかり圧迫することができます。

- エアボとは、通気性 (Air) とラテン語で優しい (Bonitas) の二つを掛け合えました。
- エアボ (Airbo) は、三優メディカル社の登録商標です。

どなたでも簡単に装着できて、
浮腫を軽減できる
補助用スリーブです。
リンパ浮腫患者さまの
『部屋着』として、
日中家事をしながら…
就寝用としても
お使いいただけます。

様々な圧迫用品と
組み合わせて
使うことが
できます。

圧迫力：
20～25mmHg

エアボ・ウェーブスリーブ 3つのやさしさ

- 1 通気性・還流促進を考慮した平編みタイプ (シームレス) の凹凸メッシュ生地
- 2 中間層に高弾性糸を編み込んだ立体構造の無縫製編立設計
- 3 三次元曲線構造設計でしっかりフィット



裾の色でサイズの識別が出来ます。

※ロング丈のみ、上下に色がついています。	4号	オレンジ	
	5号	グリーン	
	6号	レッド	

サイズ一覧

種類	商品コード	価格(税別)	C(首首周径)	D(前腕周径)	G(上腕周径)
4号	ショート丈	AWSL4000S	13～16cm	23～25cm	25～28cm
	ロング丈	AWSL4000L			
5号	ショート丈	AWSL5000S	15～19cm	24～27cm	27～31cm
	ロング丈	AWSL5000L			
6号	ショート丈	AWSL6000S	18～22cm	26～31cm	30～40cm
	ロング丈	AWSL6000L			



<置き寸> ■ショート丈 37～39cm
■ロング丈 46～50cm

品質表示

綿 82%
ポリウレタン 10%
ポリエステル 8%
※ラテックスフリー

一般医療機器 医療機器届出番号：23B3X10023000001

<製品の返品・交換について> ・製品が未使用および出荷後1ヵ月以内の場合に承ります。

製造販売元:


三優メディカル株式会社

www.sanyu-medical.com

〒490-1144 愛知県海部郡大治町西條南井口58番地

TEL 052-526-5017 FAX 052-526-5018

E-mail info@sanyu-medical.com



三優メディカル
株式会社

取扱店

