

平編み弾性ストッキング 「エアボ・ウェーブ」




三優メディカル

日本製
Made in Japan

リムズ徳島クリニック、
後藤学園附属リンパ浮腫研究所との共同開発

特許取得済み



オリジナル高弾性糸を使用し、装着時は
のびやすく穿きやすい設計でありながら、
装着後はしっかり圧迫することができます。

- エアボとは、通気性 (Air) とラテン語で優しい (Bonitas) の二つを掛け合えました。
- エアボ (Airbo) は、三優メディカル社の登録商標です。

エアボ・ウェーブ 3の特許取得済み つのやさしさ

- 1 通気性・還流促進を考慮した平編みタイプ (シームレス) の凹凸メッシュ生地
- 2 中間層に高弾性糸を編み込んだ立体構造の無縫製編立設計
- 3 ずれやすいかかと部分は三次元曲線構造設計でしっかりフィット

どなたでも簡単に穿けて、
浮腫を軽減できる
補助用ストッキングです。
足背部、内果、外果の
浮腫ケアにもお使いいた
だけます。

リンパ浮腫患者さまの
『部屋着』として、
日中家事をしながら…
就寝用としても
お使いいただけます。

様々な圧迫用品と
組み合わせて
使うことが
できます。

圧迫力：
20～25mmHg



エアボ・ウェーブ ストッキング



エアボ・ウェーブ ハイソックス





エアボ・ウェーブ アンクル

品質表示	
綿	82%
ポリウレタン	10%
ポリエステル	8%
※ラテックスフリー	


エアボ・ウェーブ アンクル(足部用)

つま先先端部の色で
サイズの識別が出来ます。

5号	グリーン	
6号	レッド	


サイズ一覧

種類	商品コード	価格(税別)	フート丈	A~B	B(足首周径)
5号	AW5000ankle	3,800円	20~24 cm	12 cm	18~22 cm
6号	AW6000ankle	3,800円	22~25 cm	13 cm	22~26 cm



※7号は受注生産にて承ります。

エアボ・ウェーブ ハイソックス(下肢用)




つま先先端部の色で
サイズの識別が出来ます。

4号	オレンジ	
5号	グリーン	
6号	レッド	
7号	ブラック	
8号	パープル	

サイズ一覧

種類	商品コード	価格(税別)	フート丈	B(足首周径)	C(ふくらはぎ周径)
※ 4号	ショート丈	AW4000S-Hi	20~24 cm	17~21 cm	27~31 cm
	ロング丈	AW4000L-Hi			
5号	ショート丈	AW5000S-Hi	20~24 cm	18~22 cm	30~35 cm
	ロング丈	AW5000L-Hi			
6号	ショート丈	AW6000S-Hi	22~25 cm	22~26 cm	34~39 cm
	ロング丈	AW6000L-Hi			
7号	ショート丈	AW7000S-Hi	22~25 cm	22~26 cm	38~44 cm
	ロング丈	AW7000L-Hi			
※ 8号	ショート丈	AW8000S-Hi	22~25 cm	24~28 cm	43~48 cm
	ロング丈	AW8000L-Hi			



※丈の定義

*4号~8号共通


<A~D(踵から腓骨頭)>

■ショート丈
32~38 cm

■ロング丈
38~44 cm

※4号と8号は受注生産にて承りますので、納期は発注から最短2週間程度いただきます。

エアボ・ウェーブ ストッキング(下肢用)




※ロング丈のみ、上下に色がついています

つま先先端部の色で
サイズの識別が出来ます。

4号	オレンジ	
5号	グリーン	
6号	レッド	
7号	ブラック	
8号	パープル	

サイズ一覧

種類	商品コード	価格(税別)	フート丈	B(足首周径)	C(ふくらはぎ周径)	G(大腿部周径)
4号	ショート丈	AW4000S	20~24 cm	17~21 cm	27~31 cm	40~45 cm
	ロング丈	AW4000L				
5号	ショート丈	AW5000S	20~24 cm	18~22 cm	30~35 cm	44~50 cm
	ロング丈	AW5000L				
6号	ショート丈	AW6000S	22~25 cm	22~26 cm	34~39 cm	49~56 cm
	ロング丈	AW6000L				
7号	ショート丈	AW7000S	22~25 cm	22~26 cm	38~44 cm	55~63 cm
	ロング丈	AW7000L				
8号	ショート丈	AW8000S	22~25 cm	24~28 cm	43~48 cm	62~70 cm
	ロング丈	AW8000L				



※丈の定義

*4号~8号共通

<A~G(股下)>

■ショート丈
62~68 cm

■ロング丈
68~74 cm

*セット割価格 1双(2枚)¥22,000 通常より¥2,000値引き (※セット割はストッキングのみ、アンクル・ハイソックスは対象外です。)

<製品の返品・交換について>

・製品が未使用および出荷後1ヵ月以内の場合に承ります。

製造販売元:

三優メディカル株式会社

www.sanyu-medical.com

〒490-1144 愛知県海部郡大治町西條南井口58番地

TEL 052-526-5017 FAX 052-526-5018

E-mail info@sanyu-medical.com

取扱店



三優メディカル
株式会社