

Airbo・Wave

Evolution



平編み弾性ストッキング

エアボ・ウェーブ EV1

どなたでも簡単にはけるリンパ浮腫患者さまの「部屋着」です
様々な圧迫用品と組み合わせてご使用いただけます

made in Japan

平編み弾性ストッキング エアボ・ウェーブ EV1

エアボ・ウェーブ **3** 特許取得済み
つのやさしさ

- 1 通気性・還流促進を考慮した平編みタイプ（シームレス）の凹凸メッシュ生地
- 2 中間層に高弾性糸を編み込んだ立体構造の無縫製編立設計
- 3 ずれやすいかかと部分は三次元曲線構造設計でしっかりフィット

リムズ徳島クリニック、
後藤学園附属リンパ浮腫教育支援センター
との共同開発

エアボ・ウェーブは他の弾性着衣をはじめ
様々な圧迫用品と組み合わせて使うことができます

リムズ徳島クリニック

学校法人 後藤学園



三優メディカル

LINEUP

EV1 ハイソックス 膝下用	3
EV1 ストッキング 脚用	4
EV1 ウイング 大腿臀部用	5
EV1 マヨ 大腿上部および腹部用	6

エアボ・ウェーブは、どなたでも簡単にはけて、浮腫を軽減できる補助ストッキングです
リンパ浮腫の患者さまの『部屋着』として日中家事をしながら、就寝用としてもお使いいただけます


エアボ・ウェーブ EV1 5つの進化ポイント

このたび皆さまからのお声をいただき改良いたしました
進化したエアボ・ウェーブ EV1 の心地よさを、ぜひご体験ください

- 1** 凹凸ラインの目数が増えました
肌に当たる接触面積が広がり、密着感が増えました



〈従来品〉



〈進化バージョン〉

- 2** 生地丸まりとズレ落ちを改善

大腿部の編み方を改良し、先端の丸まりと
ズレ落ちを改善しました
階段の上り下りも一層楽になりました

- 3** より心地良い足先まわりに

足先の編み方を改良し、
外反母趾のある方にも
心地良くお使いいただけます



- 4** 膝うらの食い込みを軽減

膝周りの形状と編み方を改良し、
膝うらの食い込みを軽減しました

- 5** くるぶし周りの密着感 UP !

足背とかかと部分を改良し、内果、外果を
優しくしっかりサポートします

平編み弾性ストッキング エアボ・ウェーブ EV1

EV1 ハイソックス 膝下用

膝下のむくみが気になる方に



side



front

圧迫力

20～25
mmHg

足背とかかと部分、内果、
外果を優しくしっかり
サポートします


ふくらはぎの動きに合わせて
伸縮するため長時間心地よく
ご着用いただけます

*弾性ストッキング着用時、
膝下の圧を補充したいときに
重ねばきができます

サイズ一覧

					単位 (cm)		
サイズ	丈	サイズマーク	品番	価格(税別)	A-D(踵から腓骨頭)	B(足首周径)	C(脹脛周径)
4号	ショート	■ ■	AW1-AD4S	¥8,000	32-37	17-22	25-32
	レギュラー	■ ■ ■	AW1-AD4R		37-42		
	ロング	■ ■ ■ ■	AW1-AD4L		42-48		
6号	ショート	■ ■	AW1-AD6S	¥8,000	32-37	20-26	30-38
	レギュラー	■ ■ ■	AW1-AD6R		37-42		
	ロング	■ ■ ■ ■	AW1-AD6L		42-48		
8号	ショート	■ ■	AW1-AD8S	¥8,000	32-37	22-30	36-46
	レギュラー	■ ■ ■	AW1-AD8R		37-42		
	ロング	■ ■ ■ ■	AW1-AD8L		42-48		
10号	ショート	■ ■	AW1-AD10S	¥8,000	32-37	27-35	44-56
	レギュラー	■ ■ ■	AW1-AD10R		37-42		
	ロング	■ ■ ■ ■	AW1-AD10L		42-48		

※丈の定義
※全サイズ共通



◆フット丈は、全サイズ 21 ～ 26 cmまで適用

一般医療機器 医療機器届出番号：:23B3X10023000002

平編み弾性ストッキング エアボ・ウェーブ EV1

EV1 ストッキング 脚用

脚全体のむくみが気になる方に



side

front

圧迫力


20～25
mmHg

足先から脚のつけ根まで、各部位のお悩みを
細やかに配慮されたストッキングです

エキストラショート、ショート、レギュラー、
ロング丈の4サイズ展開をご用意しています
ので、より快適に暮らしのなかでご活用いた
できます

サイズ一覧

					単位 (cm)			
サイズ	丈	サイズマーク	品番	価格(税別)	A-G(股下)	B(足首周径)	C(脛腰周径)	G(大腿部周径)
4号	EXショート	■	AW1-AG4ES	¥16,000	58-64	17-22	25-32	40-48
	ショート	■■	AW1-AG4S		64-70			
	レギュラー	■■■	AW1-AG4R		70-77			
	ロング	■■■■	AW1-AG4L		77-84			
6号	EXショート	■	AW1-AG6ES	¥16,000	58-64	20-26	30-38	46-56
	ショート	■■	AW1-AG6S		64-70			
	レギュラー	■■■	AW1-AG6R		70-77			
	ロング	■■■■	AW1-AG6L		77-84			
8号	EXショート	■	AW1-AG8ES	¥16,000	58-64	22-30	36-46	54-65
	ショート	■■	AW1-AG8S		64-70			
	レギュラー	■■■	AW1-AG8R		70-77			
	ロング	■■■■	AW1-AG8L		77-84			
10号	EXショート	■	AW1-AG10ES	¥16,000	58-64	27-35	44-56	62-75
	ショート	■■	AW1-AG10S		64-70			
	レギュラー	■■■	AW1-AG10R		70-77			
	ロング	■■■■	AW1-AG10L		77-84			



◆フット丈は、全サイズ 21 ～ 26 cmまで適用

一般医療機器 医療機器届出番号：23B3X10023000002

平編み弾性ストッキング エアボ・ウェーブ EV1

EV1ウイング

大腿臀部用

太もものむくみが気になる方には Wing



side

圧迫力

10～20
mmHg



front



翼のような形状～Wing～が
大腿部を優しく包み効果的に
むくみを軽減させます



*弾性ストッキング着用時、
太ももの圧を補充したい時に
重ねばきができます

サイズ一覧

サイズ	丈	サイズマーク	品番	価格(税別)	単位 (cm)	
					E(膝周径)	G(大腿部周径)
4号	ショート	■ ■	AW1-EG4S	¥12,000	27-35	40-48
	レギュラー	■ ■ ■	AW1-EG4R			
6号	ショート	■ ■ ■	AW1-EG6S	¥12,000	33-39	46-56
	レギュラー	■ ■ ■ ■	AW1-EG6R			
8号	ショート	■ ■ ■	AW1-EG8S	¥12,000	41-50	54-65
	レギュラー	■ ■ ■ ■	AW1-EG8R			
10号	ショート	■ ■ ■	AW1-EG10S	¥12,000	48-60	62-75
	レギュラー	■ ■ ■ ■	AW1-EG10R			

●置き寸法の定義 (各サイズ共通)

	A	B	単位 (cm)
ショート	23	25	
レギュラー	26	30	



※丈の定義
*全サイズ共通

平編み弾性ストッキング エアボ・ウェーブ EV1

EV1 マヨ 大腿上部および腹部用

脚のつけ根や腰回りの
むくみが気になる方には Major

Major はラテン語で「より大きい」という意味です
脚のつけ根や腰まわり全体を大きく包み、優しくしっかりフィットして、
むくみを軽減し皮膚の柔らかさを改善します

圧迫力

10～20
mmHg



front



Back



front



Back


* 弾性ストッキングとの重ねばきができます

サイズ一覧

サイズ	品番	価格(税別)	G(大腿部周径)	T(ウエスト周径)	H(ヒップ周径)
6号	AW1-TH6	¥12,000	50-65	60-70	80-90
8号	AW1-TH8	¥12,000	65-90	70-85	90-105

● 置き寸法…34cm(各サイズ共通)

※ 丈の定義 * 全サイズ共通



■ 使用上の注意点

- ・着用に関しては、必ず医師にご相談ください
- ・製品に付属する添付文書、ご使用のしおりをよくお読みください

■ 品質表示

- ・綿 82% ポリウレタン 10% ポリエステル 8% ラテックスフリー

■ 洗濯方法

- ・普段どおりそのまま**毎日**洗濯機へ 天日干し・乾燥機も OK
乾燥機は**月 2 回**の頻度で構いません
- ・洗濯ネット不要 柔軟剤・漂白剤の使用も OK

■ エコテックス規格 100

- ・エアボ・ウェーブは、人体や環境に害を与える可能性のある有害物質が素材に含まれていないか、厳格な基準に従った独立検査機関による検査・評価を受けております



■ EV1 スtockingのセット割について

- ・エアボ・ウェーブ EV1 スtockingを 1 双 (2 枚) お買い求めの場合、
通常価格 ¥32,000(税別) より **¥4,000 お値引き** した ¥28,000(税別) でご購入できます
- ・サイズ違い・丈違いでもセット割の対象になります
- ・最初に 1 枚をご購入されたあと、10 日以内に追加でもう 1 枚ご購入される場合もセット割の対象になります
- ・EV1 ハイソックス、EV1 ウィング、EV1 マヨは対象外になります

■ 製品の返品・交換について

- ・製品が未使用および出荷後一カ月以内の場合に承ります



製造販売元:

三優メディカル株式会社

〒490-1144 愛知県海部郡大治町西條南井口58番地

TEL **052-526-5017** FAX **052-526-5018**

E-mail info@sanyu-medical.com

・医療機器製造業 登録番号:23BZ200223

・医療機器製造販売業 許可番号:23B3X10023

www.sanyu-medical.com

取扱店