



平編み筒状包帯 「エアボ・フィット」

日本製
Made in Japan

リブ部分で折り返して
ズレ落ち防止と丈を調整できます。

特許取得済み

平編みタイプ(シームレス)で
肌に優しく、通気性に優れています。

脚のラインに合わせた形状で、
しっかりと圧迫して
幅広い患者さまの浮腫に
適応します。

特許取得済み

W カットラインでカット部分からの
ほつれを防止できます。

- エアボとは、通気性 (Air) とラテン語で優しい (Bonitas) の二つを掛け合えました。
- エアボ (Airbo) は、三優メディカル社の登録商標です。

サポート部分に合わせて
編み方を変えているので
しっかりフィットします

ロング丈一覧(下肢用)

種類	商品コード	規格	丈	基準周径 (一番太い部分)	価格 (税別)
4号	AF1000L	10cm	70cm	32~42cm	6,500円
5号	AF1200L	12cm	70cm	40~50cm	6,500円
6号	AF1500L	15cm	70cm	48~60cm	6,500円
7号	AF1750L	17.5cm	70cm	58~70cm	6,500円
8号	AF2050L	20.5cm	80cm	68~80cm	6,500円

※受注生産にて承ります

ショート丈一覧(上肢用)

種類	商品コード	規格	丈	基準周径 (一番太い部分)	価格 (税別)
2号	AF750S	7.5cm	45cm	20~28cm	4,500円
3号	AF875S	8.75cm	45cm	26~34cm	4,500円
4号	AF1000S	10cm	50cm	32~42cm	5,500円
5号	AF1200S	12cm	50cm	40~50cm	5,500円
6号	AF1500S	15cm	50cm	48~60cm	5,500円

※受注生産にて承ります

※受注生産にて承ります

W カットライン

線と線の間をカットすることで長さを調節することができます。

■ W カットラインの色で製品の識別が出来ます。

種類	商品カラー
2号	イエロー
3号	ブルー
4号	オレンジ
5号	グリーン
6号	レッド
7号	ブラック
8号	パープル



本製品は医療機器としての届出製品ではありません。