

# 平編み弾性ストッキング 「エアボ・ウェーブ」

一般医療機器 医療機器届出番号：23B3X10023000000




三優メディカル

日本製  
Made in Japan

リズム徳島クリニック、  
後藤学園附属リンパ浮腫研究所との共同開発

特許取得済み



オリジナル  
高弾性糸

オリジナル高弾性糸を使用し、装着時はのびやすく穿きやすい設計でありながら、装着後はしっかり圧迫することができます。

- エアボとは、通気性(Air)とラテン語で優しい(Bonitas)の二つを掛け合えました。
- エアボ(Airbo)は、三優メディカル社の登録商標です。

## エアボ・ウェーブ 3つのやさしさ

- 1 通気性・還流促進を考慮した平編みタイプ(シームレス)の凹凸メッシュ生地
- 2 中間層に高弾性糸を編み込んだ立体構造の無縫製編立設計
- 3 ずれやすいかかと部分は三次元曲線構造設計でしっかりフィット

ロング丈のみ、上にも色がついています

足背部、内果、外果の浮腫ケアに。  
リンパ浮腫患者さまの部屋着や就寝用として。  
簡単に穿けて、浮腫を軽減できる補助用ストッキングです。  
様々な圧迫用品と組み合わせて使えます。

4号	オレンジ
5号	グリーン
6号	レッド
7号	ブラック
8号	パープル

つま先先端部の色でサイズの識別が出来ます

圧迫力：20～25mmHg

### サイズ一覧

種類	商品コード	価格(税別)	フット丈	B(足首周径)	C(ふくらはぎ周径)	G(大腿部周径)
4号	ショート丈	12,000円	20～24cm	17～21cm	27～31cm	40～45cm
	ロング丈					
5号	ショート丈	12,000円	20～24cm	18～22cm	30～35cm	44～50cm
	ロング丈					
6号	ショート丈	12,000円	22～25cm	22～26cm	34～39cm	49～56cm
	ロング丈					
7号	ショート丈	12,000円	22～25cm	22～26cm	38～44cm	55～63cm
	ロング丈					
8号	ショート丈	12,000円	22～25cm	24～28cm	43～48cm	62～70cm
	ロング丈					

※丈の定義

\*4号～8号共通

<A～G(股下)>

■ショート丈  
62～68cm

■ロング丈  
68～74cm



\*セット割価格  
1双(2枚)¥22,000

通常より  
¥2,000値引き

品質表示

綿	82%
ポリウレタン	10%
ポリエステル	8%
※ラテックスフリー	

<製品の返品・交換について>  
・製品が未使用および出荷後1ヵ月以内の場合に承ります。

製造販売元:

三優メディカル株式会社

www.sanyu-medical.com

〒490-1144 愛知県海部郡大治町西條南井口58番地

TEL 052-526-5017 FAX 052-526-5018

E-mail info@sanyu-medical.com



三優メディカル  
株式会社

取扱店