

日本製  
Made in Japan

リムズ徳島クリニック、さとうリンパ浮腫研究所  
衛生学園附属リンパ浮腫教育支援センターとの共同開発

リムズ徳島クリニック

学校法人 衛生学園

## 平編み弾性ストッキング 特許出願済み

販売名

# 「エアボ・ウェーブゼロ」



さとうリンパ浮腫  
研究所

三優メディカル



肌に触れる部分に  
オーガニックコットンを  
採用しました

夏は涼しく、冬はあたたか、  
一年を通して快適に装着できます。  
敏感肌の方にも安心です。

優しいつけごちで  
リラックスタイムにも  
おすすめです

従来品より 15% の軽量化を実現しました。

リンパ浮腫、静脈性浮腫、  
それ以外のむくみのケアにも  
幅広くお使いいただけます。

圧迫力：  
10~20  
mmHg

どなたでも  
簡単に装着でき、  
浮腫やむくみを  
軽減できます



平編み弾性ストッキング  
「エアボ・ウェーブゼロ」

- ・ストッキング
- ・ハイソックス

## 3 特許取得済み つのやさしさ


1 通気性・還流促進を考慮した平編みタイプ  
裏地綿 100% でシームレスの凹凸メッシュ生地

2 中間層に高弾性糸を編み込んだ立体構造の  
無縫製編立設計

3 三次元曲線構造設計でしっかりフィット

特許取得済み

オリジナル高弾性糸



オリジナル高弾性糸を使用し、  
装着時はのびやすく着けやすい  
設計でありながら、装着後は  
しっかり圧迫することができます。

■エアボとは、通気性 (Air) とラテン語で優しい (Bonitas) の二つを  
掛け合えました。

■エアボ (Airbo) は、三優メディカル社の登録商標です。

一般医療機器 医療機器届出番号：23B3X10023000003

ラインナップの詳細は裏面をご覧ください

## 「サイズマーク」

刺繍(マーク)で  
サイズと丈が識別できます


色でサイズを識別

■4号 ■6号 ■8号 ■10号

数で丈を識別

EXショート ■  
 ショート ■■  
 レギュラー ■■■  
 ロング ■■■■

(例) 写真は、6号サイズの  
ショート丈です




サイズマークは  
この位置に  
あります

サイズマークの見える側がおもて面です。

エアポ・ウェーブ ゼロ ストッキング ※ 4号 10号 は受注生産となります。

単位 (cm)


サイズ	丈	サイズマーク	品番	価格(税込)	A-G(股下)	B(足首周径)	C(脛脛周径)	G(大腿部周径)
4号※	EXショート	■	AWZ-AG4ES	¥17,600	58-64	17-22	25-32	40-48
	ショート	■■	AWZ-AG4S		64-70			
	レギュラー	■■■	AWZ-AG4R		70-77			
	ロング	■■■■	AWZ-AG4L		77-84			
6号	EXショート	■	AWZ-AG6ES	¥17,600	58-64	20-26	30-38	46-56
	ショート	■■	AWZ-AG6S		64-70			
	レギュラー	■■■	AWZ-AG6R		70-77			
	ロング	■■■■	AWZ-AG6L		77-84			
8号	EXショート	■	AWZ-AG8ES	¥17,600	58-64	22-30	36-46	54-65
	ショート	■■	AWZ-AG8S		64-70			
	レギュラー	■■■	AWZ-AG8R		70-77			
	ロング	■■■■	AWZ-AG8L		77-84			
10号※	EXショート	■	AWZ-AG10ES	¥17,600	58-64	27-35	44-56	62-75
	ショート	■■	AWZ-AG10S		64-70			
	レギュラー	■■■	AWZ-AG10R		70-77			
	ロング	■■■■	AWZ-AG10L		77-84			



エアポ・ウェーブ ゼロ ハイソックス ※ 4号 10号 は受注生産となります。

単位 (cm)

サイズ	丈	サイズマーク	品番	価格(税込)	A-D(踵から腓骨頭)	B(足首周径)	C(脛脛周径)
4号※	ショート	■■	AWZ-AD4S	¥8,800	32-37	17-22	25-32
	レギュラー	■■■	AWZ-AD4R		37-42		
	ロング	■■■■	AWZ-AD4L		42-48		
6号	ショート	■■	AWZ-AD6S	¥8,800	32-37	20-26	30-38
	レギュラー	■■■	AWZ-AD6R		37-42		
	ロング	■■■■	AWZ-AD6L		42-48		
8号	ショート	■■	AWZ-AD8S	¥8,800	32-37	22-30	36-46
	レギュラー	■■■	AWZ-AD8R		37-42		
	ロング	■■■■	AWZ-AD8L		42-48		
10号※	ショート	■■	AWZ-AD10S	¥8,800	32-37	27-35	44-56
	レギュラー	■■■	AWZ-AD10R		37-42		
	ロング	■■■■	AWZ-AD10L		42-48		



### ■ エアポ・ウェーブゼロ ストッキングのセット割について

- ・エアポ・ウェーブゼロ ストッキングを1双(2枚)お買い求めの場合、通常価格¥32,000(税別)より**¥4,000お値引き**した¥28,000(税別)でご購入できます。
- ・サイズ違い、丈違いでもセット割の対象になります。
- ・最初に1枚をご購入された後、10日以内に追加でもう一枚ご購入される場合もセット割の対象になります。
- ・ハイソックスはセット割の対象外になります。

### 品質表示

綿 80%  
 ポリウレタン 10%  
 ポリエステル 10%  
 ※ラテックスフリー

<製品の返品・交換について>

・製品が未使用および出荷後1ヵ月以内の場合に承ります。

製造販売元:

**三優メディカル株式会社**

www.sanyu-medical.com

〒490-1144 愛知県海部郡大治町西條南井口58番地

TEL **052-526-5017** FAX **052-526-5018**

E-mail info@sanyu-medical.com

取扱店

