

平編み弾性スリーブ

特許出願済み

リムズ徳島クリニック

学校法人 衛生学園

販売名

「エアボ・ウェーブスリーブ」


アクティブシリーズ

日本製
Made in Japan

リムズ徳島クリニック、さとうリンパ浮腫研究所
衛生学園附属リンパ浮腫教育支援センターとの共同開発



特許取得済み



オリジナル
高弾性糸

オリジナル高弾性糸を使用し、装着時はのびやすく着けやすい設計でありながら、装着後はしっかり圧迫することができます。

- エアボとは、通気性 (Air) とラテン語で優しい (Bonitas) の二つを掛け合えました。
- エアボ (Airbo) は、三優メディカル社の登録商標です。

3 特許取得済み つのやさしさ

- 1 通気性・還流促進を考慮した平編みタイプ
裏地綿 100% でシームレスの凹凸メッシュ生地
- 2 中間層に高弾性糸を編み込んだ立体構造の
無縫製編立設計
- 3 三次元曲線構造設計でしっかりフィット

弾性ストッキングと重ねばき



エアボウェーブストッキングと重ねばき



長時間にも
夜間にも
安心のつけごころ

どなたでも簡単に
装着できて、
浮腫を軽減できる
足指用グローブです



足指のつけ根まで優しく密着
足うらのむくみケアにも対応します

様々な圧迫用品と組み合わせてお使いいただけます

さらに上質な心地良さ
アクティブシリーズの特長

裏面をご覧ください。

装着方法



① トウキャップに足先を入れます



② 全体をゆっくり引き上げます



③ 足指のつけ根の位置を整えます



④ 足全体の密着感を整えます

アクティブシリーズの特長

1 なめらかな肌触り

上質のオーガニックコットンと柔らかな凹凸形状が足全体を優しく包みます。

2 軽快な着け心地&細やかなフィット感

軽くて薄い構造と、日常の細やかな動きへのフィット感を最大限に追及しました。



圧迫力：
20~30
mmHg

サイズ一覧

品名	商品コード	価格(税込)	サイズ
平編み弾性トウキャップ4号	AWF1-TC4R	11,000円 本体10,000円	フリーサイズ

品質表示

・綿	45%
・ポリウレタン	30%
・ポリエステル	25%

一般医療機器 医療機器届出番号:23B3X10023000001

<製品の返品・交換について> ・製品が未使用および出荷後1ヵ月以内の場合に承ります。



三優メディカル
株式会社

製造販売元:

三優メディカル株式会社

www.sanyu-medical.com

〒490-1144 愛知県海部郡大治町西條南井口58番地

TEL 052-526-5017 FAX 052-526-5018

E-mail info@sanyu-medical.com

取扱店