

平編み弾性スリーブ & ミトン付スリーブ 「エアボ・ウェーブ スリーブ」

販売名

日本製
Made in Japan

リムズ徳島クリニック、さとうリンパ浮腫研究所
衛生学園附属リンパ浮腫教育支援センターとの共同開発

リムズ徳島クリニック

学校法人 衛生学園




さとうリンパ浮腫
研究所



三優メディカル

圧迫力：
20 ~ 25
mmHg




曲げても
シワが入りにくい
特殊な編み方で
肘まわりをサポートします

エアボ・ウェーブ スリーブ(左右兼用)

種 類	サイズマーク	品 番	価 格(税込)
4号	ショート	AW1-CG4S	¥9,900
	レギュラー	AW1-CG4R	¥9,900
6号	ショート	AW1-CG6S	¥9,900
	レギュラー	AW1-CG6R	¥9,900

エアボ・ウェーブ ミトン付スリーブ(左右兼用)

種 類	サイズマーク	品 番	価 格(税込)
4号	ショート	AW1-AH4S	¥17,600
	レギュラー	AW1-AH4R	¥17,600
6号	ショート	AW1-AH6S	¥17,600
	レギュラー	AW1-AH6R	¥17,600



C~G 丈
● ショート 36 ~ 42 cm
● レギュラー 40 ~ 46 cm

品質表示
綿 82%
ポリウレタン 10%
ポリエステル 8%
※ラテックスフリー

【スリーブ & ミトン付スリーブ 共通 サイズ一覧表】

種 類	C (手首周径)	D (前腕周径)	G (上腕周径)
4号	13~18cm	23~26cm	25~30cm
6号	18~22cm	26~30cm	30~40cm

一般医療機器 医療機器届出番号：23B3X10023000001

<製品の返品・交換について>・製品が未使用および出荷後1ヵ月以内の場合に承ります。

製造販売元:

三優メディカル株式会社

www.sanyu-medical.com

〒490-1144 愛知県海部郡大治町西條南井口58番地

TEL 052-526-5017 FAX 052-526-5018

E-mail info@sanyu-medical.com



三優メディカル
株式会社

取扱店



オーガニックコットンを使用し、サステナブルな商品を目指しています。
オーガニックコットンとは、「自然環境や栽培に携わる人にやさしい素材」です。