

日本製
Made in Japan

リムズ徳島クリニック、さとうリンパ浮腫研究所
衛生学園附属リンパ浮腫教育支援センターとの共同開発

リムズ徳島クリニック

学校法人 衛生学園

平編み弾性ストッキング 特許出願済み

販売名

「エアボ・ウェーブ ゼロ」



肌に触れる部分に
オーガニックコットンを
採用しました

夏は涼しく、冬はあたたか、
一年を通して快適に装着できます。
敏感肌の方にも安心です。

優しいつけこごちで
リラックスタイムにも
おすすめです

従来品より15%の軽量化を実現しました。

リンパ浮腫、静脈性浮腫、
それ以外のむくみのケアにも
幅広くお使いいただけます。

圧迫力：
10~20
mmHg

どなたでも
簡単に装着でき、
浮腫やむくみを
軽減できます



平編み弾性ストッキング
「エアボ・ウェーブ ゼロ」


・ストッキング
・ハイソックス

3 特許取得済み つのやさしさ

- 1 通気性・還流促進を考慮した平編みタイプ
裏地綿 100% でシームレスの凹凸メッシュ生地
- 2 中間層に高弾性糸を編み込んだ立体構造の
無縫製編立設計
- 3 三次元曲線構造設計でしっかりフィット

特許取得済み

オリジナル高弾性糸



オリジナル高弾性糸を使用し、
装着時はのびやすく着けやすい
設計でありながら、装着後は
しっかり圧迫することができます。

- エアボとは、通気性 (Air) とラテン語で優しい (Bonitas) の二つを
掛け合えました。
- エアボ (Airbo) は、三優メディカル社の登録商標です。

一般医療機器 医療機器届出番号：23B3X10023000003

ラインナップの詳細は裏面をご覧ください

「サイズマーク」

刺繍(マーク)で
サイズと丈が識別できます

色でサイズを識別

■4号 ■6号 ■8号 ■10号

数で丈を識別


EXショート ■
ショート ■■
レギュラー ■■■
ロング ■■■■

(例) 写真は、6号サイズの
ショート丈です


サイズマークは
この位置に
あります

サイズマークの見える側がおもて面です。

単位 (cm)								
サイズ	丈	サイズマーク	品番	価格(税込)	A-G(股下)	B(足首周径)	C(脹脛周径)	G(大腿部周径)
4号※	EXショート	■	AWZ-AG4ES	¥20,900	58-64	17-22	25-32	40-48
	ショート	■■	AWZ-AG4S		64-70			
	レギュラー	■■■	AWZ-AG4R		70-77			
	ロング	■■■■	AWZ-AG4L		77-84			
6号	EXショート	■	AWZ-AG6ES	¥20,900	58-64	20-26	30-38	46-56
	ショート	■■	AWZ-AG6S		64-70			
	レギュラー	■■■	AWZ-AG6R		70-77			
	ロング	■■■■	AWZ-AG6L		77-84			
8号	EXショート	■	AWZ-AG8ES	¥20,900	58-64	22-30	36-46	54-65
	ショート	■■	AWZ-AG8S		64-70			
	レギュラー	■■■	AWZ-AG8R		70-77			
	ロング	■■■■	AWZ-AG8L		77-84			
※10号	EXショート	■	AWZ-AG10ES	¥20,900	58-64	27-35	44-56	62-75
	ショート	■■	AWZ-AG10S		64-70			
	レギュラー	■■■	AWZ-AG10R		70-77			
	ロング	■■■■	AWZ-AG10L		77-84			



単位 (cm)								
サイズ	丈	サイズマーク	品番	価格(税込)	A-D(踵から腓骨頭)	B(足首周径)	C(脹脛周径)	
4号※	ショート	■■	AWZ-AD4S	¥12,100	32-37	17-22	25-32	
	レギュラー	■■■	AWZ-AD4R		37-42			
	ロング	■■■■	AWZ-AD4L		42-48			
6号	ショート	■■	AWZ-AD6S	¥12,100	32-37	20-26	30-38	
	レギュラー	■■■	AWZ-AD6R		37-42			
	ロング	■■■■	AWZ-AD6L		42-48			
8号	ショート	■■	AWZ-AD8S	¥12,100	32-37	22-30	36-46	
	レギュラー	■■■	AWZ-AD8R		37-42			
	ロング	■■■■	AWZ-AD8L		42-48			
10号※	ショート	■■	AWZ-AD10S	¥12,100	32-37	27-35	44-56	
	レギュラー	■■■	AWZ-AD10R		37-42			
	ロング	■■■■	AWZ-AD10L		42-48			



※ストッキング、ハイソックスともに 1枚入 / 袋 片足扱いになります。

品質表示

綿 80%
ポリウレタン 10%
ポリエステル 10%
※ラテックスフリー

<製品の返品・交換について>

・製品が未使用および出荷後1ヵ月以内の場合に承ります。

製造販売元:

三優メディカル株式会社

www.sanyu-medical.com

〒490-1144 愛知県海部郡大治町西條南井口58番地

TEL 052-526-5017 FAX 052-526-5018

E-mail info@sanyu-medical.com

取扱店



三優メディカル
株式会社



オーガニックコットンを使用し、サステナブルな商品を目指しています。
オーガニックコットンとは、「自然環境や栽培に携わる人にやさしい素材」です。