

軽やかで繊細な「ファインシリーズ」が誕生 !!

リムズ徳島クリニック

学校法人 衛生学園

平編み弾性スリーブ

特許出願済み

販売名

「エアボ・ウェーブ スリーブ」

ファインシリーズ

日本製
Made in Japan

リムズ徳島クリニック、さとうリンパ浮腫研究所
衛生学園附属リンパ浮腫教育支援センターとの共同開発



特許取得済み



オリジナル
高弾性糸

オリジナル高弾性糸を使用し、装着時はのびやすく着けやすい設計でありながら、装着後はしっかり圧迫することができます。

- エアボとは、通気性 (Air) とラテン語で優しい (Bonitas) の二つを掛け合えました。
- エアボ (Airbo) は、三優メディカル社の登録商標です。

どなたでも簡単に
装着できて、
浮腫を軽減できる
補助用スリーブです

圧迫力：
20～25
mmHg



平編み弾性グローブ
「エアボ・ウェーブ グローブ」

平編み指用スリーブ
「エアボ・ウェーブ ロンググローブ」

3 特許取得済み つのやさしさ

- 1 通気性・還流促進を考慮した平編みタイプ
裏地綿 100% でシームレスの凹凸メッシュ生地
- 2 中間層に高弾性糸を編み込んだ立体構造の
無縫製編立設計
- 3 三次元曲線構造設計でしっかりフィット



指の一本一本を
しっかりと包み込み
圧迫します



曲げてもシワが
入りにくい
特殊な編み方で
指を動かした時の
ゴワつきを
軽減しています

さらに上質な心地良さ
「ファインシリーズ」の特長

裏面をご覧ください。

装着方法



①生地を半分に裏返します



②親指を上にして手を入れます



③全体をゆっくり引き上げます




④指の股を整えて肌に密着させます

ファインシリーズの特長

エアボウエーブシリーズの圧迫力はそのままに、糸や編み方の新仕様によりワンランク上の上質な心地良さを追求しました。

1 なめらかな肌触り

編み方や糸を工夫することで凹凸形状が柔らかくなり、なめらかな肌触りを追求しました。



2 軽い着け心地

全体の綿比率55%の新仕様。従来品と比べ50%の軽量化を実現し、着け心地がさらに軽くなりました。

3 やさしいベージュカラー


横糸を肌馴染みの良いベージュカラーにすることで、見た目にもやさしい上品な弾性スリーブに仕上がりました。



サイズ一覧

一般医療機器 医療機器届出番号：23B3X10023000001

種類	品名	商品コード	価格(税込)	B(手背周径)	C(手首周径)	D(前腕周径)	E(肘周径)
グローブ	4号レギュラー	AWF1-ZC4R	18,700円	17~22cm	14~20cm	—	—
グローブ	6号レギュラー	AWF1-ZC6R	18,700円	20~25cm	16~24cm	—	—
ロンググローブ	4号レギュラー	AWF1-ZE4R	25,300円	17~22cm	14~20cm	23~28cm	24~30cm
ロンググローブ	6号レギュラー	AWF1-ZE6R	25,300円	20~25cm	16~24cm	26~32cm	28~34cm



C~E丈
■レギュラー丈
20 ~ 24 cm

色でサイズの識別ができます。

4号	オレンジ	■■■■
6号	レッド	■■■■

品質表示

綿 55%
ポリウレタン 25%
ポリエステル 20%
※ラテックスフリー

<製品の返品・交換について>

・製品が未使用および出荷後1ヵ月以内の場合に承ります。

製造販売元:



三優メディカル株式会社

www.sanyu-medical.com

〒490-1211 愛知県あま市篠田稲荷54番1

TEL 052-526-5017 FAX 052-526-5018

E-mail info@sanyu-medical.com

取扱店



オーガニックコットンを使用し、サステナブルな商品を目指しています。オーガニックコットンとは、「自然環境や栽培に携わる人ややさしい素材」です。